



**SONDERPREIS**

## MobiLED-Hand-Lichtquelle

Beschreibung
• 5 einstellbare Helligkeitsstufen
• Batterie mit langer Lebensdauer
• Höchste Kompatibilität durch ACMI-Anschluss garantiert
• Kein Lampenwechsel dank LED-Technik
• 37 Minuten Betriebsdauer bei max. Beleuchtungsstärke
• Wasserdicht, komplett einlegbar
• Inkl. magnetischem USB Ladeship
Technische Daten
Model: MobiLED / HT-LED3-10-ZU
Ladezeit: 2 Std.
Watt: 10 Watt
Länge: 63 mm x 21mm
Gewicht: 51g inkl. Batterie
Helligkeit: max. 1.000 Lumens
Helligkeitsstufen: Turbo / High / Medium / Low / Moon
Lieferumfang: Lichtquelle / USB-Ladekabel/ Gebrauchsanweisung

