

HIPP Endoskop Service GmbH


>> Vos besoins sont au centre de nos préoccupations




Caractéristiques techniques des Nasophryngoscopes




*Made in
Germany*






Caractéristiques techniques

Références	30-0266-00	30-0267-00
Diamètre	2,8 mm	3,4 mm
Champs de vision	70°	70°
Béquillage	150 haut/bas	150 haut/bas
Résolution d'image	18 000 pixel	18 000 pixel
Revêtement	polyuréthane	polyuréthane
Immergeable	✓	✓
Résistance à la corrosion	✓	✓





Longueur utile 300 mm

Compatible avec ACMI

Entièrement immergeable.

Incl. testeur d'étanchéité + Malette de transport



Notices

HIPP Endoskop Service GmbH

Glottertalstrasse 10

D-79108 Freiburg - Germany

Fon: +49 (0) 761 / 52800

Fax: +49 (0) 761 / 52855

E-Mail: info@hipp-es.com

<https://www.hipp-endoskopservice.com>

